

Torsi uteri: Retorsion Einstrickmethode



Torsi uteri: Retorsion Zweistrick-/Zweimann-Methode



Stricke anlegen, extravaginal einfädeln; GYNstick einziehen, am distalen Ende verknoten



Aluminiumstab durchstecken, Tierarzt macht Kontrolle, Landwirt „dreht“: beide haben genügend Platz im Gegensatz zur üblichen Torsionsgabel

Gliedmaßenfehlstellungen korrigieren (Kühnsche Krücke)



Mit Schlingenführer Faden um die Gliedmasse legen; extravaginal „einfädeln“ und Schlinge zuziehen bzw. distal ausrichten; Gliedmassenfehlstellung korrigieren.



Weitere Einsatzgebiete

GYN -stick[®]

Geburtshilfe für Rind und Pferd nach Dr. Schlederer



„Schi-Fliegerstellung“: Vorderendlage, doppelte Schulterbeugehaltung; Zurückdrängen der Frucht mittels Halsschleife, bis Vorderbeine erfasst werden können.



Steißlage: Zurückdrängen der Frucht mit „Analmethode“ bis zum Ergreifen der Hinterbeine